



Istruzione
REPARTO OPERATORIO
Consegna del Materiale
Sterile

Codice

I so 23/P so 01

Rif. Procedura P so 02
Sez. 7.5 MQ

Pag. 1 di 2

Rev. 00

del 18/10/2024

SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

Redazione Firma  data 18/10/24	Verifica Firma  data 21/10/24	Approvazione Firma  data 23/10/24
---	--	--

**1. SCOPO**

Lo scopo della seguente istruzione è quello di consentire un corretto trasporto del materiale sterilizzato.

2. DESTINATARI

Infermieri ed OSS.

3. MODALITA' OPERATIVE

Tutto il materiale usato nelle Sale Operatorie viene trasportato la mattina dell'intervento dall'Infermiere strumentista, e/o da personale formato, su appositi carrelli adibiti a questo scopo.

I prodotti da inviare agli ambulatori ed ai reparti di degenza vengono posti in sacchi di plastica trasparente e consegnati; nel caso non sia possibile un recupero immediato del materiale esso viene posto in un armadio chiuso collocato all'ingresso del Blocco Operatorio e recante la dicitura "Materiale sterile".

Il materiale presente estemporaneamente presso la sala operatoria prima dell'utilizzo viene termoisinfettato e sterilizzato; dopo l'utilizzo viene decontaminato, termoisinfettato, sterilizzato e riconsegnato a chi di competenza insieme al modulo apposito (vedere **Mod. 0051 Strumentario**).

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).